

## SE - LÄS DENNA BIPACKSEDEL NOGA OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.

### Bausch+Lomb Biotrue® multi-purpose solution

Renör, avlägsnar protein, desinficerar skölj, förvarar

**Anvisningar:** Följ följande enkla steg för daglig skötsel, rengöring, desinfektion och borttagning av protein. Denna dagliga rutin rekommenderas av Bausch + Lomb för en bekväm och hälsosam kontaktlinsanvändning.

**STEG 1:** Placera 3 droppar Biotrue på vardera sidan av linsen och gnugga försiktigt i 20 sekunder.

**STEG 2:** Skölj linsens båda sidor noga under 5 sekunder med Biotrue.

**STEG 3:** Placera de rengjorda kontaktlinsorna i linsetuett och fyll det med ny Biotrue. Låt dem ligga i blöt i 4 timmar. Kom ihåg att alltid använda ny lösning.

Dina linsor är nu färdiga att använda. Om något skrap finns kvar på kontaktlinsorna, skölj med Biotrue innan du sätter i linsorna. Följ alltid anvisningarna från din optiker. Baserat på lärvätskans individuella sammansättning på ditt schema för linsanvändning från din optiker rekommenderas ytterligare produkter eller procedurer. Om du inte ska använda linsorna omedelbart, förvarar du dem i ett stängningstätt förvara i dina linsor i vanligt koksaltlösning istället för Biotrue. Koksaltlösning har ingen desinficerande verkan. Linsorna kan förvaras i ett öppnat utval till dess att de är redo att användas, upp till max 30 dagar. Om du förvarar dina linsor under längre tidsperioder måste de rengöras och desinficeras på nytt med färsk Biotrue innan de sätts i.

**Innehåll:** En steril, isotonisk lösning innehållande hyaluronan, sulfobetain, poloxamin, borsyra, natriumborax, dinatriummedetat och natriumklorid. Konserverad med polyaminopropylquaternium 0,00013 % och polykvartium 0,0001 %.

**Funktioner:** Vid daglig användning löser Biotrue upp protein och rengör, lossar avlägsnar ansamling av film, skrap och beläggningar från mjuka kontaktlinsor. Biotrue förhindrar att irriterande beläggningar fäster på linsens yta. Den dödar skadliga mikroorganismer på linsen. I dina linsor ligger i blöt gör lösningsens sammansättning att linsen omges av en fuktig kudde som hjälper linsen att kännas bekväm hela dagen. Biotrue kan även användas för att skölja linsen.

**Fördelar med Biotrue:** Inspired by the biology of your eyes®. Biotrue innehåller ett smörjemedel som också finns i dina ögon och är balanserad för att anpassas efter den normala lärvätskans pH. Biotrue är fuktig och återfuktar kontaktlinsen för bekväm användning. För att hålla linsorna ren hindrar Biotrue att vissa proteiner som finns i lärvätskan denatureras. Den förhindrar också uppbyggnad av beläggningar som kan orsaka obehag och förkorta linsanvändningstiden. Genom att hålla linsorna fuktiga och renna gör Biotrue kontaktlinsorna mer komfortabla att använda hela dagen. Biotrue. En lösning som samverkar med dina ögon ögon.

**Indikatorer (bärare):** Biotrue är avsedd att användas för daglig konditionering, rengöring, borttagning av proteinbeläggningar, sköljning, kemisk (inte värme) desinfektion och förvaring av mjuka (hydrofila) kontaktlinsor, inklusive silikonhydrogellinsor, enligt rekommendation från din optiker.

**Kontraindikationer (orsaker att inte använda produkten):** Använd inte denna produkt om du är allergisk mot någon av dess ingredienser.

**VARNINGAR: PROBLEM MED KONTAKTLINSE OCH LINSKÖTSELPRODUKTER KAN RESULTERA I HORNHINNIEFÄKT OCH/ELLER HORNHINNESÄR SOM KAN LEDA TILL SYNFÖRLUST.** Det är mycket viktigt att du följer din optikers anvisningar samt alla anvisningar på etiketten för korrekt användning av linsor och linskötselprodukter, inklusive linsetuett. Ögonproblemer, inklusive hornhinnesår, kan utvecklas snabbt och leda till synförlust. Linsor för dagligt bruk är inte avsedda för övertäckande och ska inte användas medan du sover. Kliniska studier har visat att risken för önskade reaktioner ökar när linsorna används över natten. Vid användning av dygnet-runt-linsor ska linsorna regelbundet tas ut, rengöras och desinficeras eller kasseras och ersätts enligt det schema som fastställs av din optiker. Kliniska studier har visat en ökad incidens av allvariga önskade reaktioner hos bärare av dygnet-runt-linsor jämfört med bärare av kontaktlinsor för dagligt bruk.

Studier har också visat att risken för allvariga önskade reaktioner ökar ju längre dygnet-runt-linsor bärs innan de tas ut för rengöring och desinfektion eller för kassering och ersättning. Studier har också visat att rökare har en högre incidens av önskade reaktioner. Om du upplever obehag från ögonen, kraftig tåröflning, synförändringar eller röda ögon ska du omedelbart ta ut linsorna och kontakta din optiker. Kontaktlinsebärande rekommenderas besöka sin optiker två gånger om året eller oftare, om så ordinerats. Fyll linsetuett med ny lösning varje gång du ska förvara linsorna. Överflyt aldrig vatten och återvänd aldrig lösningen. Kassera lösningen omedelbart efter det du tagit ut linsorna ur linsetuett. Linsetuett får inte sköljas med vatten, och linsorna får inte exponeras för eller förvaras i vatten av något slag, till exempel kranvatten, vatten på flaskor eller destillerat vatten, inte heller i eventuellt osterin lösning. Rengör, skölj och lufttorka linsetuett varje gång du tar ut linsorna.

För att låta överbliven lösning rinna av vänder du linsetuett upp och ned och låter det lufttorka. Byt ut linsetuett regelbundet. Om lösningen inte hålls ut ur linsetuett efter varje användning, eller om vatten används för rinsning kan det medföra förorening som kan ge upphov till ögonskädd och eventuell synförlust. Se medföljande anvisningar för ytterligare viktig information.

**Viktig säkerhetsinformation:**

**Säkerhetsinformation:**

- Följ alltid produktens användningsanvisningar.
- Besök din optiker regelbundet.
- Tvätta och torka alltid händerna innan du hanterar linsorna.
- Använd inte kranvatten, vatten på flaskor eller saliv tillsammans med linsorna eller linsetuett.
- Använd endast ny lösning för att rengöra och desinficera kontaktlinsorna.
- Kassera alltid eventuellt lösning som finns kvar i linsetuett efter varje desinfektionscykel.

**Försiktighetsåtgärder:**

- Håll alltid ut linsorna ur linsetuett efter varje användning.
- Förslut alltid flaskan flaskan ordentligt när den inte används.
- Förvara i rumstemperatur.

**Önskade reaktioner (problem och vad du ska göra):** Följande problem kan uppstå: stickande/brännande känsla eller klåda (irritation) i ögonen, försämrad komfort efter en stunds linsbärande, känsla av att någonting i ögat (främmande föremål, rispor), ökat tårflöde, onormal ögonsekretion, röda ögon, nedsatt synkraft, suddig syn, rengörare eller halo runt föremål, ljusskygghet (fotofobi) eller torra ögon.

Om du märker något av ovanstående:

**Ta omedelbart ut linsorna.**

- Om obehaget eller problemet upphör under tiden linsorna noga.
- Om linsen har skadats eller om linsen känns sådant, sätt inte tillbaka linsen i ögat. Lågg linsen i etuett och kontakta din optiker.
- Om linsen är smutsig eller om ett ögonfranshår eller annat främmande föremål finns på linsen, eller om problemet upphör och linsen verkar vara oskadad, rengör, skölj och desinficera linsen och sätt sedan in den igen.
- Om problemet fortsätter, tar du omedelbart ut linsen och rådgör din optiker.
- Om något av ovanstående symptom uppkommer, kan det vara ett allvarligt tillstånd som infektion, hornhinnesår, nybildning av blodkärl eller irisinflammation. För att undvika allvariga önskade skador du omgående professionell hjälp hos din optiker för att identifiera och behandla problemet.

**God linshygien:**

- Tvätta och skölj alltid händerna innan du hanterar linsorna.
- Rengör, skölj och desinficera linsorna varje gång du tar ut dem.
- Hantera alltid sanden i linsetuett - antingen på nytt eller vänta för att undvika sammanblandning.
- Töm och skölj alltid ut linsetuett med färsk Biotrue och låt det lufttorka.

Biotrue levereras i sterila 60, 240 och 300 ml plastflaskor. Flaskorna och kartongerna är märkta med lotnummer och utgångsdatum.

## FI - LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

### Bausch+Lomb Biotrue® multi-purpose solution

Hoitaa, puhdistaa, poistaa proteiinit, desinfioi, huutelee ja säilyyttää

**Käyttöohjeet:** Hoida, puhdistaa, desinifioi ja poista proteiinit päivittäin tekemällä nämä yksinkertaiset toimet. Bausch + Lomb suositaa tätä päivittäistä toimenpidettä, jotta piiloilginen käyttö olisi terveellistä ja mukavaa:

**VAIHE 2:** Tiputa 3 pisaraa Biotrue-hoitonesteitä linsien molemmille puoleille ja hankaa varovaisesti 20 sekuntia.

**VAIHE 3:** Aseta puhtaasti piiloilnssi linsin molemmille puoleille 5 sekunnin ajan Biotrue-nesteellä.

**VAIHE 4:** Huutele huolellisesti linsin molemmilla puoleilla ja täytä puhtaalla Biotrue-hoitonesteellä. Anna liota vähintään 4 tuntia. Käytä aina puhdasta liuosta. Linsit ovat nyt käyttövalmiit. Jos piiloilnssiessä on vielä jäljellä epäpuhtauksia, huutele linsit Biotrue-nesteellä ennen siltä asettamista. Noudatta aina optikosi antamia ohjeita. Yksittäinen linsin käyttö on sallittua enintään 30 päivää. Päiväkäyttöön tarkoitettujen linsien käyttö on sallittua enintään 30 päivää. Pidempien säilytysaikojen yhteydessä linsit on puhdistettava ja desinfioitava uudelleen puhtaalla Biotrue-hoitonesteellä ennen linsien käyttämistä.

**Sisältö:** Steriili, isotoninen liuos, jonka ainesosat ovat hyaluronan, sulfobetaini, polksamiini, boorihappo, natriumborax, edetaatinatrium- ja natriumkloridi. Säilytysaineena desinifiointijärjestelmä (polyaminopropylquaternium 0,00013 % ja polykvartium 0,0001 %).

**Toimitus:** Päivittäin käytettävä Biotrue-hoitoneste liuottaa proteiinit ja puhdistaa, irrottaa ja poistaa kalvon, roskat ja keräytymät pehmeistä piiloilnssiästä. Biotrue-neste estää ärsyttävien keräytymien muodostumista linsin pinnalle. Noste liuottaa linsin pinnalla hallittaisia mikroeliöitä. Linsien säilytysaikana neste peittää linsin kostuttavalla kalvolla, joka pitää linsin mukavana käyttäjä koko päivän ajan. Biotrue-monitoimitehoitusta voidaan myös puuhdella linsillä.

**VAIKUTUS:** Inspired by the biology of your eyes®. Biotrue-hoitoneste sisältää samaa voimaainetta kuin mitä silmällä on. Lisäksi se pH-tasapainottaa luonnollisen kynnellyksen mukaisesti. Biotrue-neste suojaa ja kostuttaa linsit, jotta niitä on mukava käyttää. Biotrue-hoitoneste ehkäisee kynnellyksen tietyihin proteiiniin denaturoitumista puhdistaa linsissä ja estää sellaisten saostumien muodostumista, jotka voivat häiritä käyttökäytävyyttä ja yhtenäistä linsien käyttökäyttöä. Säilyttämällä linsit kostutettuna ja puhtaana Biotrue-hoitoneste pitää piiloilnssi mukavan tuntuksena koko päivän. Biotrue. Hoitoneste, joka toimii kuin silmänsikin.

**Käyttötarkoituksien (käyttöohjeet):** Biotrue-hoitoneste on tarkoitettu päivittäin käytettäväksi pehmeiden (hydrofiilisten) piiloilnssien kanssa, jolloin se hoitaa, puhdistaa ja huutelee linsit, irrottaa proteiinerikertymät linsin pinnalta ja desinifioi ne kemiallisesti (ei lämmöllä). Lisäksi siinä voidaan säilyttää piiloilnssi, mukava lukien silikonihydrogeellinssi, optiikoi ohjeiden mukaisesti.

**Vasta-aiheet (syyt olla käyttämättä):** Älä käytä tätä tuotetta, jos olet allerginen sen jollekin ainesosalle.

**VAROITUKSET: PIILOILNSSIEN JA LINSIEN HOITOTUOTTEIDEN LIITTYVÄT ONGELMAT VOIVAT AIHEUTTAA SARVEKALVON TULEHDUKSEN JA/TAI HAAVAUMIA JA JOHTAA NÄÖN HEIKENEMISEEN.** On erittäin tärkeää noudattaa optikon ohjeita ja kaikkia linsien ja linsien hoitotuotteiden käyttöohjeita. Linsitokote mukava lukien. Silmöngeimät kuten sarvekskalvon haavaumat voivat kehittyä nopeasti ja heikentää näköä. Päiväkäyttöön tarkoitettua linsissä ei pidä käyttää yön yli eikä mukauttaessa. Kliinissä tutkimuksessa on havaittu, että vakavien haitallisten reaktioiden riski kasvaa, jos on käytössä linsissä pidettyjä linsit. Jatkuvakäyttöön linsit tulee säännöllisesti poistaa silmistä puhdistamista ja desinifiointia ja uusien vahvistamisten varten optikosi ohjeiden mukaisesti. Kliinissä tutkimuksessa on havaittu, että jatkuvakäyttöön piiloilnssien käyttäjillä on suurempi vakavien haitallisten reaktioiden riski päiväkäyttöön tarkoitettujen linsien käyttäjään verrattuna. Tutkimuksessa on myös havaittu, että vakavien haitallisten reaktioiden riski kasvaa, mitä pidempään jatkuvasti käytettävissä linsissä käytetään, ennen kuin ne poistetaan silmistä puhdistusta ja desinifointia tai vahvistamista ja uusien vahvistamisten varten. Tutkimuksessa on myös havaittu, että tupakoinnalla on enemmän hallittaisia reaktioita. Mikäli silmät ärsyntyvät, kynnellyksestä erittyä runsaasti, näkeminen muuttuu tai silmät punoittavat, otta linsit pois ja ota yhteys optiker. Suosittelomme piiloilnssien käyttäjille optikosi yhteydessä kahdesti vuodessa tai ohjeiden mukaan useammin. Tätä linsien säilytysaikaa yhteydessä linsinokoteleita aina puhtaalla liuoksella. Älä täydennä liuosta tai käytä sitä uudelleen. Hävitä liuos heti sen jälkeen kun olet ottanut linsit pois kotelosta. Älä käytä linsien puhdistukseen tai säilytykseen vettä hanasta tai pullostaa tai liuotusta vettä. Älä myöskään käytä mitään ei-steriiliä liuosta. Puhdista ja huutele se jollekin linsinokoteleita aina kun otat linsit pois. Ylimääräisen liuoksen poistamiseksi voit käyttää linsinokoteleita ylösalaisin kuivatuksen aikana. Vaihda linsinokoteleita usein, hygieniatilanteen mukaan. **Imu liuosta puhtaasta linsinokoteleista aina käytön jälkeen tai käytetään väli linsien pesussa, voit tästä aiheutua kontaminaatio ja sen myötä silmävaurioita tai näön heikentymistä. Katsota mukana tulevista ohjeista tärkeät**

## Turvallisuustiedot.

### Tärkeiltä turvallisuustietoja

- Noudata aina tuotteen käyttöohjeita
- Käy säännöllisesti optikkolasi.
- Pese ja kuivaa aina kädet ennen linssien käsittelemistä.
- Älä käytä hanavettä, pulloitettua vettä tai sylkeä linsselle tai linssikotelolle.
- Käytä ainoastaan puhdasta liuosta, kun puhdistat ja desinifioit piilolinssin.
- Heitä aina pois linssikoteloon mahdollisesti jäänyt liuos desinifioinnin jälkeen.

### Turvallisuusohjeet:

- Hävitä liuos linssikotelosta aina käytön jälkeen.
- Sulje pullo tiiviisti, kun et käytä sitä.
- Säilytys huoneenlämmössä.

### Haittavaikutukset (ongelmat ja ratkaisut):

Seuraavia ongelmia voi ilmetä: silmien pistely, polttelu tai kutina (ärsytys), käyttömukavuus huonompi kuin alun perin, roskan tulo silmässä (roska, ravaavainku), runsas kyynelmenen erityy (kyyneltele), epävakaisesti silmän eritteet, silmien punoitus, heikentynyt näön tarkkuus (heikko näöntarkkuus), näön sumentuminen, sateenkaaret tai halot esiineneiden ympärillä, valoherkkyys (valonarkuus) tai silmien kuivuminen.

Mikäli havaitset jonkin edellisistä:

### Ota linssit heti pois.

Mikäli arvioit, että ongelmia syntyy, katso linssiä tarkasti.

- Jos linssi on jollain tavoin vaurioitunut, älä laita sitä takaisin silmään. Aseta linssi säilytyskoteloon ja ota yhteys optikkoosi.
- Jos linssissä on likaa, silmäripsä tai muu roska, tai ongelmia poistu ja linssi vaikuttaa ehjältä, puhdista, huuhtele ja desinifioi linssi huolellisesti ja aseta se sitten takaisin.
- Jos ongelmia ei poistu, ota heti linssit pois ja ota yhteys optikkoosi.

Kaikkien edellä mainittujen ongelmien yhtymässä voi ilmetä väkivalta, kuten tulehdus, sarveiskalvon tulehdus, neovaskularisaatio tai värikkävtulehdus. Hakeudu välittömästi lääkäriin tutkittavaksi ja asianmukaista hoitoa varten vaakaan silmäväymäilä väkiväkiksi.

### Hyvä linssienhoidon hygienia:

- Pese ja huuhtele aina kädet ennen linssien käsittelemistä.
- Puhdista, huuhtele ja desinifioi linssit aina kun olet siinä pois.
- Käsittele aina saippualla, oikea tai vasen, ensimmäisenä, jotta et sekoita niitä keskenään.
- Tyhjennä aina käytön jälkeen linssikotelo ja huuhtele se puhtaalla Biotrue-hoitoneella<sup>®</sup>, ja anna kuivua ilmassa.

**Toimituslaatu:** Biotrue-hoitoneen on saatavilla steriilissä 60 ml, 240 ml ja 300 ml muovipulloissa. Pulloissa ja pakkauskassissa on merkintä eränumerolle ja viimeiselle käyttöpäivälle.

### DK/NO - LÆS VENLIGT DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT OG GEM/GJEM DEN TIL FREMTIDIGT REFERENCE.

### Bausch+Lomb Biotrue<sup>®</sup> multi-purpose solution

Til rennsing, fjernelse af proteinbelægning, desinficering, skyning og opbevaring

**Instruktioner:** Følg følgende enkle trin for daglig vedligeholdelse, rengøring, desinficering og fjernelse af proteinbelægning. Denne daglige rutine anbefales af Bausch + Lomb, for at opnå en sund og komfortabel kontaktlinseanvendelse.

**TRIN 1:** Anbring/Tilføj 3 dråber Biotrue på hver side af linsen og gnub/gni den forsigtigt i 20 sekunder.

**TRIN 2:** Skyl grundigt hver side af linsen i 5 sekunder med Biotrue.

**TRIN 3:** Anbring/Læg de rensedte kontaktlinser i linseuiet og fyld dem med frisk/hy Biotrue. Lad linserne ligge i blød i mindst 4 timer. Husk altid at bruge ny væske.

Dine linser er nu klar til brug. Hvis der er lidt smags/smiss tilbage på kontaktlinserne, skal du skylle med Biotrue, før du sætter dem i øjনে. Hvis der er lidt smags/smiss tilbage på kontaktlinserne, skal du skylle med Biotrue, før du sætter dem i øjনে. Basert på årsvæskens individuelle sammensætning og dit bære-skema, kan din optiker anbefale yderligere produkter eller procedurer. Hvis du ikke skal anvende kontaktlinserne hver dag, skal du opbevares i en lukket linseuiet. Opbevar aldrig dine linser i almindelig/enkelt saltvand i stedet for Biotrue. Saltvandsopløsning desinficerer ikke linserne. Linserne kan opbevares i et uåbnet etui i op til maksimalt 30 dage, før de skal tages ud. Hvis du opbevarer linser i længere perioder, skal de renses og desinficeres med frisk/hy Biotrue, før de sættes i øjনে.

**Indhold:** En poly, isotonisk opløsning, der indeholder hyaluronan, sulfobetain, poloxamin, borsyre, natriumboract, natriumdeetat og natriumchlorid og er konserveret med polyaminpropylbiguanid 0,00013 % og enkeltstoffer 0,0001 %

**Funktioner:** Ved daglig anvendelse/brug, fjerner Biotrue proteinbelægninger og renses og fjerner ophobet film, smags/smiss og aflejring/belegg på bløde/myke kontaktlinser. Biotrue forhindrer dannelse af irriterende aflejring/belegg på linsenes overflade. Den dræber skadelige mikroorganismer på din linsen. Mens linsen ligger i blød, lægger oplysningen beskyttende og lugtduhlig hindre/pude omkring linsen, så den er komfortabel at bruge hele dagen. Biotrue kan også bruges til at skylle linsen i.

**Fordelte ved Biotrue:** Inspired by the biology of your eyes<sup>™</sup>. Biotrue indeholder et smørremedium, der også lindrer i dine øjne, og er balanceret til pH-værdien af din naturlige tårevæske. Biotrue beskytter og rehydrerer linsen, så de er behagelige at bruge. Biotrue er med til at forhindre visse tåreproteiner i at denaturere, og hæmmer dannelse af belægninger, der kan skabe ubehag og forkorte linsens anvendelsesperiode. Ved at holde linsens hydrerede/lukkede og rene øjer Biotrue det behageligt at bruge kontaktlinser hele dagen. Biotrue. En linsevæske der samvirker med dine øjne.

**Indikationer (anvendelse):** Biotrue er fremstillet til daglig brug og vedligeholdelse, rensning, fjernelse af proteinbelægning, skyning, kemisk (ikke varmebaseret) desinfektion samt opbevaring af bløde/myke (hydrofile) kontaktlinser, herunder silikone-hydrogel kontaktlinser, som anbefales af din optiker.

**Kontraindikationer (grunde til ikke at bruge produktet):** Hvis du er allergisk over for ingredienser i dette produkt, må du ikke anvende det.

**ADVARSEL: PROBLEMER MED KONTAKTLINSER OG LINSEPLEJEPRODUKTER KAN RESULTERE I HORNHINDEN INFEKTION OG/ELLER SÅR SOM KAN FØRE TIL SYNSTAB.** Det er meget vigtigt, at du følger retningslinjerne/anvisningene fra din optiker samt alle instruktioner på etiketten for at bruge linser og linseplejeprodukter, inklusive linseuiet, korrekt. Øjenproblemer, herunder hornhinde sår, kan opstå uden varsel/raskt og føre til synstab. Linsen til dag-brug er ikke indikeret til brug om natten og må ikke anvendes under søvn. Kliniske studier har vist, at risikoen for alvorlige bivirkninger øges, hvis denne type linser anvendes om natten. Linsen til langtidbrug bør tages ud med jævne mellemrum og desinficeres eller smides ud/kastes og udskiftes som foreskrevet af din optiker. Kliniske studier har vist, at der er øget forekomst af alvorlige bivirkninger hos brugere af linser til langtidbrug i sammenligning med brugere af linser til dagbrug. Studier har også vist, at risikoen for alvorlige bivirkninger øges, jo længere tid der anvendes linser til langtidbrug, før disse tages ud, renses og desinficeres eller kasseres og udskiftes. Studier har også vist, at rygere/røgere har større forekomst af bivirkninger. Hvis du oplever ubehag i øjনে, øget tåreudledning, synsforsvulning eller røde øjne, skal du omgående fjerne linserne og straks kontakte din optiker. Det anbefales, at kontaktlinsebrugere konsulterer deres optiker to gange om året eller hyppigere, hvis dette er nødvendigt. Fyld linseuiet med en frisk linsevæske hver gang du sætter linserne til opbevaring, og fyld aldrig på eller genbrug væsken. Kasser/kast væsken umiddelbart efter du har taget dine linser ud af linseuiet. Dine linser bør ikke komme i kontakt med, opbevares eller skylles i nogen form for vand, hverken fra vandhanen/springen, fra flasker, i destilleret form eller i nogen anden ikke-steril opløsning.

Dit linseuiet skal renses, skylles og lufttørres efter hver gang du tager linserne ud. For at fjerne resterende linsevæske kan du vende linseuiet, og lade det lufttørre. Udskift linseuiet regelmæssigt.

**Hvis du ikke kassere/kaster linsevæske i linseuiet efter hver brug, eller hvis du bruger vand til linsepleje, kan dette føre til kontaminering, der kan resultere i øjenskader og eventuel synstab. Se de medfølgende instruktioner for yderligere vigtige sikkerhedsoplysninger.**

### Vigtige sikkerhedsoplysninger:

- Følg altid produktets brugsanvisning.
- Konsulter din optiker med jævne mellemrum.
- Vask altid hænder og tør dem, før du håndterer dine linser.
- Anvend ikke vand fra vandhanen/springen, fra flasker eller spyt til linser eller linseuiet.
- Brug kun frisk linsevæske til at rense og desinficere kontaktlinserne i.
- Kasser/kast altid overdrykkende linsevæske i linseuiet efter hver desinfektionscyklus.

### Fordholdsregler:

- Kasser/kast altid linsevæske fra linseuiet efter brug.
- Hvis der er tåre i øjনে, når den ikke tages ud, skal du skylle dem med Biotrue.
- Opbevares ved stuetemperatur/omtemperatur.

**Bivirkninger (problemer og løsninger):** Der kan opstå følgende problemer: Prikken, brænden eller kløe i øjনে (irritation). Forværget komfort i forhold til da linsen blev placeret på øjনে. Følelsen af at have noget i øjনে (fremmedlegeme, ridset område). For meget/hvil vand i øjনে (løbende tårer). Unormal øjnesekretion. Røde øjne. Reduceret skarphed af synet (dårligt visuelt skarpsyn). Sløret syn. Regnbuer eller haloer omkring/rundt genstande. Lystfølsomhed (fotofobi) eller tørre øjne.

### Fjern ubehagelige linser fra dine øjne.

- Hvis ubehaget eller problemet opstår, undersøg da nøje dine linser.
- Hvis linsen på nogen måde er beskadiget, må du ikke placere den i øjনে igen. Anbring/Læg linsen i linseuiet og kontakt din optiker.
- Hvis der er smags/smiss, en øjenvippe eller andre fremmedlegemer på linsen, eller hvis problemet opstår og linsen virker ubeskadiget, skal du rense den grundigt, skylle og desinficere den og prøve at sætte den tilbage i øjনে.
- Hvis problemet fortsætter, skal du omgående fjerne linsen og konsultere din optiker.

Hvis nogle af ovenstående symptomer opstår, kan der være tale om en alvorlig tilstand som f.eks. infektion, hornhinde sår, neovaskularisering eller iris infektion. Søg omgående professionel hjælp hos din optiker for at identificere og behandle problemet.

### God hygiejne ved linsepleje:

- Vask altid hænder og skyl dem, før du håndterer dine linser.
- Vask, skyl og desinficer altid dine linser, hver gang du tager dem ud.
- Håndter altid den samme linse (enten venstre eller højre) først for herved at undgå at bytles om på dem.
- Efter brug skal du altid tømme og skylle linseuiet med frisk Biotrue og lade det lufttørre.

Biotrue leveres i sterile plastikflasker med 60, 240 og 300 ml. Flasker og kartoner er markeret med lotnummer og udløbsdato.

®/™ er handelsmærker af Bausch + Lomb Incorporated or its affiliates. © Bausch + Lomb Incorporated. Made in USA.